

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
30.09.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi CERRAHİ ANA DEPO ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.


S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	İNFÜZYON UYGULAMA KEMİK İÇİ İĞNESİ (INTRAOSSEOS) YETİŞKİN	10 ADET	
2	İNFÜZYON UYGULAMA KEMİK İÇİ İĞNESİ (INTRAOSSEOS) PEDIATRİK	20 ADET	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
C	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 05/10/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

KEMİK İÇİ İNFÜZYON İĞNESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set damar yolu bulunamayan hastalarda kemik içi infüzyon amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
2. Set içerisinde: 1 adet İntraosseoz iğne, 1 adet Serum Seti ara bağlantısı, 1 adet hasta kol bandı, 1 adet de iğne atık kutusu ve 1 adet stabilizatör yer almalıdır.
3. Set steril ,Blister ambalajlarda paketlenmiş olmalı ve üzerinde part no , içerik bilgileri, son kullanım tarihi, ve iğne ölçüleri açık bir şekilde yazılı olmalıdır.
4. İntraosseoz İğne ile damar yolundan gönderilebilen her türlü kan ve kan ürünleri, sıvı ve ilaçlar İO yol ile de gönderilebilmelidir.
5. İntraosseoz İğne üzerinde, penetrasyon doğruluğunu göstermek amacıyla ölçüm çizgileri olmalıdır.
6. İntraosseoz İğne, 90 derece dik açıda Driver ile hızla döndürülerek kemik içine yerleşimi sağlanmalıdır.
7. İntraosseoz İğne isteği yapan birimin isteğine bağlı olarak 45mm 25mm veya 15 mm uzunluğunda teslim edilmelidir.
8. Serum seti ara bağlantısının bir tarafı luer lock ,diğer tarafı iğnesiz valf girişi şeklinde olmalı ve ortasında açma- kapama klemp bulunmalıdır.
9. Hasta kol bandı dikkat çekecek bir renkte olmalı, üzerinde uygulamanın saat ve tarih bilgilerinin yazılabileceği yerleri olmalı ve kolay uygulanabilir olmalıdır.
10. İğne atık kutusu İntraosseoz iğne atıkları için dizayn edilmiş olmalı, iğne kutu içerisine girdikten sonra tekrar geri çıkmasını engellemelidir.
11. Set içinde yer alan Stabilizatör, İğne ile ara bağlantının birleşmesini engellemeyecek şekilde ve iğneyi dışarıdan gelecek darbelerle karşı koruyacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
12. Stabilizatör kolay uygulanabilmeli ve cilde yapışan kısımlarında şeffaf boşlukları olmalıdır.
13. Teslim edilen Set ve Stabilizatörler, teslim tarihi itibarıyla en az 2(iki)yıl miadlı olmalıdır.
14. Set ile birlikte kullanılacak Driver üretici firmanın en son ürettiği modeli olmalıdır.
15. Set ile birlikte kullanılacak Driver üzerinde Pil durumunu gösteren ışığı olmalı, Işık pilin bitmesine en az 10 uygulama kala yanıp sönerek uyarı vermelidir.
16. Set ile birlikte kullanılacak Driver' ın ucunda, iğnenin yerleştirilmesini ve sabitlenmesini kolaylaştırmak amacıyla mıknatıs sistemi olmalıdır.
17. Set ile birlikte kullanılacak Driver' ın kullanılmadığı zamanlarda ve yanlışlıkla basılmasını engellemek için tetik kısmını kapatan kapak mekanizması olmalıdır.
18. set karşılığında 1 Adet Driver verilmelidir.


Prof. Dr. Nurullah GÜNAY
Acil A.D. Başkanı


Prof. Dr. Ö. Levent AVŞAROĞULLARI
Acil A.D. Öğr. Üyesi

KEMİK İÇİ İNFÜZYON İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set damar yolu bulunamayan hastalarda kemik içi infüzyon amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
2. Set içerisinde: 1 adet İntraosseöz iğne, 1 adet Serum Seti ara bağlantısı, 1 adet hasta kol bandı, 1 adet de iğne atık kutusu ve 1 adet stabilizatör yer almalıdır.
3. Set steril .Blister ambalajlarda paketlenmiş olmalı ve üzerinde part no , içerik bilgileri, son kullanım tarihi, ve iğne ölçüleri açık bir şekilde yazılı olmalıdır.
4. İntraosseöz iğne ile damar yolundan gönderilebilen her türlü kan ve kan ürünleri, sıvı ve ilaçlar IO yol ile de gönderilebilmelidir.
5. İntraosseöz iğne üzerinde, penetrasyon doğruluğunu göstermek amacıyla ölçüm çizgileri olmalıdır.
6. İntraosseöz iğne, 90 derece dik açıda Driver ile hızla döndürülerek kemik içine yerleşimi sağlanmalıdır.
7. İntraosseöz iğne isteği yapan birimin isteğine bağlı olarak 15mm X1.8 mm uzunluğunda teslim edilmelidir. (3-39 kg pediatrik formu)
8. Serum seti ara bağlantısının bir tarafı luer lock .diğer tarafı iğnesiz valf girişi şeklinde olmalı ve ortasında açma-kapama klemp bulunmalıdır.
9. Hasta kol bandı dikkat çekecek bir renkte olmalı, üzerinde uygulamanın saat ve tarih bilgilerinin yazılabileceği yerleri olmalı ve kolay uygulanabilir olmalıdır.
10. iğne atık kutusu İntraosseöz iğne atıkları için dizayn edilmiş olmalı, iğne kutu içerisine girdikten sonra tekrar geri çıkmasını engellemelidir.
11. Set içinde yer alan Stabilizatör, iğne ile ara bağlantının birleşmesini engellemeyecek şekilde ve iğneyi dışarıdan gelecek darbelerle karşı koruyacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
12. Stabilizatör kolay uygulanabilmen ve cilde yapışan kısımlarında şeffaf boşlukları olmalıdır.
13. Teslim edilen Set ve Stabilizatörler, teslim tarihi itibarıyla en az 2(iki) yıl miadlı olmalıdır.
14. Set ile birlikte kullanılacak Driver üretici firmanın en son ürettiği modeli olmalıdır.
15. Set ile birlikte kullanılacak Driver üzerinde Pil durumunu gösteren ışığı olmalı, ışık pilin bitmesine en az 10 uygulama kala yanıp sönerek uyarı vermelidir.
16. Set ile birlikte kullanılacak Driver' ın ucunda, iğnenin yerleştirilmesini ve sabitlenmesini kolaylaştırmak amacıyla mıknatıs sistemi olmalıdır.
17. Set ile birlikte kullanılacak Driver' ın kullanılmadığı zamanlarda ve yanlışlıkla basılmasını engellemek için tetik kısmını kanatan kapak mekanizması olmalıdır.
18. İğnelere uyumlu 1 Adet Driver verilmelidir.

Dr.Öğr.Üyesi Yılmaz SEÇİLMİŞ
Dip. Tes. No: 125637

Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Çocuk Acil Tıp Uzm.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. Duran ARSLAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Başkanı
Dip. Tes. No: 34712
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri