

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
12.10.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **ACİL TIP A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.


S.n o	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	DOKU YAPIŞTIRICISI	100 ADET	
2	GASTRİK LAVAJ SETİ DİSP.	50 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **31/10/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

TEK KULLANIMLIK GASTRİK LAVAJ KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1- Gastrik lavaj kiti ile kapalı ve hızlı mide yıkaması yapılabilmesi, istendiğinde kolayca aktif kömür gönderilmesine imkan vermelidir.
- 2- Her sette üniversal üçlü konektör bulunmalıdır.
- 3- Her sette 3.5-5 litre ölçüm çizgileri bulunan solüsyon torbası bulunmalıdır.
- 4- Solüsyon torbasında kapak ve asma halkası olmalıdır.
- 5- Solüsyon torbasının ağzı yeterince geniş olmalı ve solüsyon kolayca doldurulabilmelidir.
- 6- Solüsyon torbasını üçlü konektöre bağlayan hortum bulunmalı, bu hortum üzerinde solüsyon giriş çıkışını sağlayan klemp bulunmalıdır.
- 7- Her sette 4-6 litre ölçüm çizgileri bulunan drenaj torbası bulunmalıdır.
- 8- Drenaj torbasında kapak ve asma halkası olmalıdır.
- 9- Drenaj torbasının ağzı yeterince geniş olmalı ve istenildiğinde kolayca boşaltılabilmelidir.
- 10- Drenaj torbasını üçlü konektöre bağlayan hortum bulunmalı, bu hortum üzerinde atık çıkışını sağlayan klemp bulunmalıdır.
- 11- Her sette 18-40 Fr NG-OG sonda bulunmalıdır.
- 12- Her sette Skin Prep pad ile beraber NG tespit bandı bulunmalıdır.
- 13- Üçlü konektörün girişi 18 Fr'den 40 Fr'ye kadar tüm sondalara uygun olmalıdır.
- 14- Üçlü konektör üzerinde vidalı aktif karbon gönderme kapağı bulunmalıdır.
- 15- Bu kapak istenildiğinde çevrilerek açılabilmesi ve aktif karbon yerleştirilebilmelidir.
- 16- Hastanemizde kullanılan aktif karbon ile set girişi uyumlu olmalıdır.



Prof. Dr. Nurullah GÜNAY
Acil Tıp A.D. Başkanı


Prof. Dr. Ö. Levent AVŞAROĞULLARI
Acil Tıp A.D. Öğr. Üyesi

YÜZEYSEL DOKU YAPIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Topikal cilt yapıştırıcısı steril ve sıvı halde olmalı, monometrik (2-oktil siyanoakrilat) formülasyona sahip olmalıdır.
2. 0,36 ml'lik tek kullanımlık bir aplikatör içinde blister içinde blister ambalajla paketlenmiş olmalıdır.
3. Oda sıcaklığında 24 ay raf ömrü olmalıdır. Kullanıldığı zaman düşük sıcaklıkta saklanması gerek olmamalıdır.
4. Ürün cilde uygulandıktan 2,5 dakika sonra, iyileşen cildin 7. günündeki kuvvetine eş değer bir doku desteği sağlanmalıdır.
5. Ürün enfeksiyona yol açabilecek bakterilere karşı bariyer görevi görmelidir. Enterococcus faecium, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis bakterilerinin penetrasyonunu engellediği in- vitro çalışmalar ile kanıtlanmış olmalıdır.
6. Ürün uygulandıktan sonra 5-10 gün içerisinde iyileşen cilt re-epitelize olurken oluşan film tabakası da soyulmalı veya düşmelidir.
7. Ürün uygulaması sırasında gerekirse 10 saniye içinde silinebilmelidir.
8. Ürün, uygulama sonrası hastaya anında düş alabilme imkanı tanınmalıdır.
9. Ampuller (doku yapıştırıcısı), kullanım süresinin (miladının) dolma tarihinden en geç 3 ay önce, yenileriyle değiştirilmelidir.


Prof. Dr. Nurullah GÜNAY
Acil Tıp A.D. Başkanı


Prof. Dr. Ö. Levent AVŞAROĞULLARI
Acil Tıp A.D. Öğr. Üyesi