

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
26.10.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **PLASTİK CERRAHİ A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.n o	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	5/0 13 MM ½ YUVARLAK 75 CM POLYDIOXANONE SÜTÜR	250 ADET	
2	MONOCRYL 5/0 KESKİN 11 MM 70 CM	150 ADET	
3	6.0 13 MM ½ 75 CM PROLEN KESKİN	150 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		

H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **09/11/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

POLYDIOXANONE SÜTÜR

- Malzeme içeriği polydioxanone'dur.
- Sentetik, emilen, monoflaman yapıdadır.
- Dokudan geçerken sıyrılmamakta, tiftiklenmemektedir, dokuyu yırtmamaktadır.
- Sütürün tensil kuvveti başlangıç olarak %100 olarak alındığında
 - 4/0 ve daha ince için 14.gün %60
28.gün %50
42.gün %35
 - 3/0 ve daha kalın için 14.gün %75
28.gün %70
42.gün %50
- Vücuttan tamamen atılımı 180-210 gün içerisinde olmaktadır.
- Sütür yüzeyi pürüzsüzdür.
- Kolay düğüm kaydırılmaktadır.
- Düğüm tam oturmalı ve düğüm emniyeti yüksek olmaktadır.
- Düğüm hafızası olmamaktadır.
- İğne dokudan geçtikten sonra sütür dokuya takılıp büzüşmemekte ve tiftiklenmemektedir.
- İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemektedir.
- Dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçebilmektedir.
- Cerrahi sütürün iğnesinin gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara zarar vermeyi önleyecek yapıda dizayn edilmiştir.
- İğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemekte, kırılmaması için yüksek alaşımlı çelikten imal edilmiştir.
- İğne ve suture çapı birbirine uyumludur.
- İğne suture birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratmamaktadır.
- İğne ile suture birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmış, birleşme noktasından ayrılma yaşanmamaktadır.
- Sütür paketten çıktığında minimum paket hafızasına sahiptir.
- Ambalaj sütürün kıvrılmasını engelleyecek şekilde yapılmıştır.
- Su ve nemden etkilenmemektedir.
- Ürün ile ilgili tüm bilgiler dış ambalaj üzerinde basılı durumdadır.
- Dış paketten çıkarıldığında masa üzerinde diğer malzemelerle karışmaması için iç ambalaj üzerinde de aynı bilgiler yer almaktadır.
- Dış ambalaj kolay açılabilir.
- Malzemeler tek tek steril poşetlerdedir.

Doç. Dr. C. Alper KEMALOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Sercan YÜCEL

POLYGLECAPRONE 25 SÜTÜR

- Malzeme içeriği polyglecaprone 25 olmalıdır.
- Sentetik, emilen, monoflaman yapıda olmalıdır.
- Dokudan geçerken sıyrılmamalı, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır.
- Sütür yumuşak dokularda kullanılmak üzere renkli formda, cilt için kullanımda hasta konforu ve estetik görünüm için renksiz formda olmalıdır.
- Sütürün tensil kuvveti başlangıç olarak %100 olarak alındığında
Renkli formlar için 1. hafta %60
2. hafta %30
Renksiz formlar için 1. hafta %50
2. hafta %20
- Renkli form 28 gün doku desteği sağlamalıdır.
- Renksiz form 21 gün doku desteği sağlamalıdır.
- Vücuttan tamamen atılımı 90-120 gün içerisinde olmalıdır.
- Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
- Kolay düğüm kaydırılmalıdır.
- Düğüm hafızası olmamalıdır.
- Kolay düğüm gömülmelidir.
- İğne dokudan geçtikten sonra sütür dokuya takılıp büzüşmemeli ve tiftiklenmemeli.
- İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir.
- Dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir.
- Cerrahi sütürün iğnesinin gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara zarar vermeyi önleyecek yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
- İğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için yüksek alaşımlı çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- İğne ve suture çapı birbirine uyumlu olmalıdır.
- İğne suture birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratmamalıdır.
- İğne ile suture birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılma yaşanmamalıdır.
- Sütür paketten çıktığında minimum paket hafızasına sahip olmalıdır.
- Ambalaj sütürün kıvrılmasını engelleyecek şekilde yapılmış olmalıdır.
- Su ve nemden etkilenmemelidir.
- Ürün ile ilgili tüm bilgiler dış ambalaj üzerinde basılı olmalıdır.
- Dış paketten çıkarıldığında masa üzerinde diğer malzemelerle karışmaması için iç ambalaj üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır.
- Dış ambalaj kolay açılabilmelidir.
- Malzemeler tek tek steril poşetlerde olmalıdır.
- Ürünlerin Antibakteriyel özelliğe sahip olması tercih sebebi olacaktır.
- Numunesi olan teklifler değerlendirilecektir.

Doç. Dr. C. Alper KEMALOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Sercan YÜCEL

CERAHİ SÜTÜR POLİPROPİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Monofilament polypropilenden imal edilmiştir.
- Sütürün kontrollü esneme özelliği sahiptir.
- Sütürün alınması gereken durumlarda (cilt) sütür içeride sertleşmemekte, dikiş alınırken kopmamaktadır.
- Absorbe olmayacak, kolay düğüm tutacak, vücutta reaksiyon göstermemektedir.
- İğneli tiplerde teslim edilecek malzemenin iğnesi aynen istenilen ve yanlarında yazılı özelliklerde olmaktadır.
- Sütürlerin paketten düz bir şekilde çıkması için RELAY PACK paketleme veya benzeri sistem ile paketlenmiş olmaktadır.
- Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanıklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamaktadır.
- İğne dokudan geçtikten sonra sütür kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemekte ve tiftiklenme yapmamaktadır.
- İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemekte, dokulardan kolaylıkla ve minumum travmayla deforme olmadan geçebilmektedir.
- Cerrahi sütürün iğnesinin gövdesi Portegüden kaymayı engelleyecek yapıdadır.
- İğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip , bükülüp kırılmaması için yüksek alaşımlı çelikten imal edilmiştir.
- Sütür ile iğne birleşme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemekte , bu nedenle iğne ile sütür birleşme noktası çapı uyumludur.
- Sütürler paketten çıktığında sütürün paket hafızası minumumdur ve sütür paketinden çıktığında düz bir yapıdadır.
- İğneler CC iğne veya dengi iğne özelliğinde olmaktadır. İğnelerin ucu gövdesine göre %40 düşük çapa sahip olmakta ve böylelikle fibrotik ve kireçlenmiş damarlardan bile rahatlıkla geçmektedir.
- 30 iğne geçişi ve üstünde yüksek performans sağlamaktadır.
- Ambalaj , sütürün kıvrılmasını engelleyecek , su ve nem geçirilmeyecek bir maddeden imal edilmiştir.
- Malzeme ile ilgili tüm bilgiler , okunaklı ve bozulmayacak şekilde ambalaj üzerinde bulunmaktadır.
- Bu ambalaj içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilir şekildedir.

Doç. Dr. C. Alper KEMALOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Sercan YÜCEL